

Specifikacije	
Ime blagovne znamke	ProlacSan probiotični gel
Funkcija izdelka	ProlacSan probiotični gel se uporablja za ponovno vzpostavitev ravnovesja ustne mikrobiote z dodajanjem koristnih bakterij v ustno votlino. Gel temelji na mlečnokislinskih bakterijah. Gel se uporablja v zobozdravstvu in se nanaša v ustni votlini na tkivo, ki ga pokriva sluznica, vključno z zobnimi žepki in zobmi. ProlacSan probiotični gel ne zdravi bolezni, lahko pa pomaga pri normalizaciji tkiva tako, da zagotovi najboljše pogoje pri zdravljenju.
Izjave	<ul style="list-style-type: none"> • Probiotiki za zdravje ustne votline. • Krepi bakterijsko okolje v dlesnih in obzobnih žepkih. • Pomaga vzpostaviti ravnovesje ustne mikroflore po zdravljenju, kot so parodontalno zdravljenje, zdravljenje z antibiotiki in kirurški posegi. • Podpira preprečevanje nastanka zobnih oblog. • Preprečuje slab zadah.
Previdnostni ukrepi za uporabo	<ul style="list-style-type: none"> • Uporabljajo ga lahko le zobozdravstveni delavci v zobozdravstvenih ordinacijah. • Ne uporabljajte, če varnostni pečat manjka ali je poškodovan. • Prenehajte z uporabo, če se pojavijo znaki draženja ali preobčutljivosti.
Seznam sestavin (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gum E420, maltodekstrin.
EU Odgovorna oseba	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danska
Država porekla	Izdelano na Danskem
Za enkratno uporabo	Izdelek je namenjen enkratni uporabi. Odvečni gel je treba po uporabi zavreči zaradi nevarnosti navzkrižne kontaminacije bolnikov.
Shranjevanje	Shranjujte pri temperaturi od 5°C do 25 °C.
Datum izteka veljavnosti / koda serije	Navedeno na embalaži izdelka.
Nazivna vsebina	0,12 g prahu v brizgi.

Aplikacija

ProlacSan probiotični gel je na voljo v obliki praška, ki ga je pred uporabo treba zmešati z vodo, da nastane gel. Glejte navodila za pripravo. S priloženo konico za nanašanje nanesite gel na želeno območje zdravljenja.

<u>Tretma</u>	<u>Uporaba</u>
<ul style="list-style-type: none"> • Uporablja se po odstranitvi zobnega kamna, luščenju in glajenju zobnih korenin (SRP) ter med rutinskimi pregledi za krepitev dlesni. • Po čiščenju zob, parodontalnem zdravljenju ali kirurškem posegu. • Po kirurških posegih. 	<p>Gel po potrebi nanesite neposredno na prizadete dlesni in/ali zobe.</p> <p>Gel po potrebi nanesite neposredno na prizadete dlesni in/ali zobe.</p> <p>Gel nanesite neposredno na območje kirurškega posega.</p>

Nasveti po zdravljenju

Bolnik naj najmanj 30 minut po posegu ne je in ne pije, da bo zdravljenje v celoti učinkovalo. Kot nadaljnje zdravljenje se priporočajo probiotične tablete, pastile ProlacSan.

Priprava

ProlacSan probiotični gel je na voljo v obliki prahu, ki ga je treba pred uporabo zmešati z vodo, da nastane gel.

- 1) V prazno brizgo vsrkajte 1,5 ml demineralizirane vode.



- 2) Na brizgo z vodo priključite luer-lock priključek.



- 3) Odstranite pokrovček z brizge, ki vsebuje ProlacSan Gel v prahu in brizgi privijte skupaj.



- 4) Bat brizge z vodo potisnite do konca, da se zmešata prah in tekočina.



- 5) Prah se raztopi z izmeničnim potiskanjem obeh batov naprej in nazaj.
Postopek ponovite 20-krat.



- 6) Pritrjeni brizgi pustite počivati 15 minut, da se oblikuje gel.

- 7) Pritisnite bat, da se gel zbere v eni brizgi in odstranite priključek luer-lock. Na brizgo z gelom pritrdite konico za nanašanje. ProlacSan Gel je pripravljen za uporabo.