

Спецификации	
Име на марката	Пробиотичен гел ProlacSan
Предназначение	Пробиотичният гел ProlacSan подпомага възстановяването на баланса на оралната микрофлора чрез набавяне на полезни бактерии в устната кухина. Гелът се основава на млечнокисели бактерии. Използва се в стоматологията и се прилага в устната кухина върху тъкани, покрити с лигавица, включително зъбните джобове и зъбите. Пробиотичният гел ProlacSan не претендира, че е предназначен за лечение на заболявания, но може да помогне нормализирането на тъканите, като им осигури най-добрите условия за тяхното здраве.
Индикации	<ul style="list-style-type: none"> • Пробиотици за орално здраве. • Укрепва бактериалната среда във венците и гингивалните джобове. • Подпомага възстановяването на баланса на оралната микрофлора след процедури, като пародонтално лечение, антибиотично терапия или хирургична намеса. • Подпомага превенцията на зъбната плака. • Бори се с лошия дъх.
Предпазни мерки при употреба	<ul style="list-style-type: none"> • Продуктът може да се използва само в стоматологични кабинети от стоматолози. • Не използвайте, ако защитното уплътнение е нарушено или липсва. • Преустановете употребата при признаци на дразнене или свръхчувствителност.
Списък на съставките (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gum E420, малтодекстрин.
ЕС Отговорно лице	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Дания
Страна на произход	Произведено в Дания
За еднократна употреба	Продуктът е предназначен за еднократна употреба. Остатъчното количество гел трябва да се изхвърли след употреба поради риск от кръстосано замърсяване на пациента.
Съхранение	Съхранявайте при температура от 5°C до 25 ^(o) C.
Дата на изтичане на срока на годност / Код на партидата	Вижте опаковката на продукта.
Номинално съдържание	0,12 g прах в спринцовка.

Приложение	
<p>Пробиотичният гел ProlacSan се доставя под формата на прах, който трябва да се смеси с вода, за да се образува гел, преди да е готов за употреба, виж ръководството за приготвяне. За нанасяне използвайте включения в комплекта крайник и нанесете гела върху желаната зона за третиране.</p>	
<p><u>Лечение</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Използва се след почистване на зъбен камък и планиране на кореново лечение (SRP) и по време на рутинни профилактични прегледи, за подпомогане укрепването на гингивата. • След почистване на зъбно почистване, пародонтално лечение или хирургична интервенция. • След хирургични процедури. 	<p><u>Употреба</u></p> <p>Нанесете гела директно върху засегнатите венци и/или зъби, при необходимост.</p> <p>Нанесете гела директно върху засегнатите венци и/или зъби, при необходимост.</p> <p>Нанесете гела директно върху хирургичната зона.</p>

Съвети след лечението
<p>Пациентът трябва да се въздържа от пиене или хранене в продължение на минимум 30 минути след процедурата, за да се постигне максимален ефект от лечението.</p> <p>Като последваща терапия се препоръчва употребата на пробиотичните таблетки ProlacSan за смучене.</p>

Подготовка

Пробиотичният гел ProlacSan се предлага под формата на прах, който трябва да се смеси с вода, за да се получи гел, готов за употреба.

- 1) Вземете 1,5 ml деминерализирана вода в празната спринцовка.



- 2) Свържете конектора luer-lock към спринцовката с вода.



- 3) Отстранете капачката от спринцовката с ProlacSan Gel на прах и завийте спринцовки заедно.



- 4) За смесване на праха и течността натиснете буталото на спринцовката с вода до крайно положение.



- 5) Прахът се разтваря чрез редуване на натискане на двете бутала напред и назад. Повторете този процес 20 пъти до пълното разтваряне на праха.



- 6) Оставете сместа за 15 минути, за да се образува гелът. Оставете спринцовките свързани.

- 7) Натиснете буталото, за да съберете гела в едната спринцовка и извадете конектора със завъртане. Прикрепете накрайника за приложение към спринцовката. Гелът ProlacSan е готов за употреба.