

Specificații	
Nume de marcă	ProlacSan Gel Probiotic
Funcția produsului	ProlacSan Probiotic Gel este utilizat pentru a restabili echilibrul microbiotei orale prin furnizarea de bacterii benefice cavității bucale. Gelul se bazează pe bacterii lactice. Gelul este utilizat în stomatologie și se aplică în cavitatea bucală pe țesuturile acoperite de mucoasă, inclusiv buzunarele dentare și dinții. ProlacSan Probiotic Gel nu pretinde că vindecă vreo boală, dar poate ajuta la normalizarea țesuturilor, oferindu-le cele mai bune condiții de sănătate.
Revendicări	<ul style="list-style-type: none"> • Probiotice pentru sănătatea orală. • Întărește mediul bacterian din gingii și din buzunarele gingivale. • Ajută la restabilirea echilibrului microflorei orale după tratamente precum tratamente parodontale, tratamente cu antibiotice și intervenții chirurgicale. • Susține prevenirea plăcii bacteriene. • Combate respirația urât mirositoare.
Precauții pentru utilizare	<ul style="list-style-type: none"> • A se utiliza numai în cabinetele stomatologice de către profesioniștii din domeniul stomatologiei. • Nu utilizați dacă sigiliul de siguranță este rupt sau lipsește. • Întrerupeți utilizarea dacă apar semne de iritație sau hipersensibilitate.
Lista de ingrediente (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gum E420, Maltodextrină.
UE Persoană responsabilă	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danemarca
Țara de origine	Fabricat în Danemarca
O singură utilizare	Produsul este de unică folosință. Gelul în exces trebuie aruncat după utilizare din cauza riscului de contaminare încrucișată a pacientului.
Depozitare	A se păstra între 5°C și 25°C.
Data expirării / Codul lotului	A se vedea ambalajul produsului.
Conținut nominal	0,12g pulbere per seringă.

Aplicație	
<p>Gelul ProlacSan Probiotic se prezintă sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu apă pentru a forma un gel înainte de a fi gata de utilizare, consultați ghidul de preparare. Utilizați vârful de aplicare inclus pentru a aplica gelul pe zona de tratament dorită.</p>	
<p><u>Tratament</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Se utilizează după detartraj și planificare radiculară (SRP) și în timpul controalelor de rutină pentru a ajuta la întărirea gingiei. • După curățarea dentară, tratament parodontal sau intervenție chirurgicală. • După proceduri chirurgicale. 	<p><u>Utilizare</u></p> <p>Aplicați gelul direct pe gingiile și/sau dinții afectați, după cum este necesar.</p> <p>Aplicați gelul direct pe gingiile și/sau dinții afectați, după cum este necesar.</p> <p>Aplicați gelul direct pe zona chirurgicală.</p>

Sfaturi posttratament
<p>Pacientul trebuie să se abțină de la băut sau mâncat timp de cel puțin 30 de minute după procedură pentru a obține efectul complet al tratamentului.</p> <p>Ca tratament de urmărire, se recomandă tabletele probiotice, pastilulele ProlacSan.</p>

Pregătire

ProlacSan Probiotic Gel vine sub formă de pulbere care trebuie amestecată cu apă pentru a forma un gel înainte de a fi gata de utilizare.

- 1) Se extrag 1,5 ml de apă demineralizată apă în seringă goală.



- 2) Atașați conectorul luer-lock la seringă cu apă.



- 3) Îndepărtați capacul de la seringă cu pulbere ProlacSan Gel și înșurubați seringile împreună.



- 4) Pentru a amesteca pulberea și lichidul, apăsați pistonul de la seringă cu apă până la fund.



- 5) Pulberea este dizolvată prin împingerea alternativă a celor două pistoane înainte și înapoi.

Repetăți acest proces 20 de ori



- 6) Lăsați sistemul să se odihnească timp de 15 minute pentru a forma gelul. Lăsați sistemul atașat.

- 7) Apăsați un piston pentru a aduna gelul într-o seringă și îndepărtați conectorul luer-lock. Atașați vârful de aplicare la seringă. Gelul ProlacSan este gata de utilizare.