

Tuotetiedot	
Tuotenimi	ProlacSan Probiotic Gel
Tuotteen tarkoitus	ProlacSan Probiotic Gel -geeliä käytetään suun mikrobitasapainon palauttamiseen. Geeli perustuu maitohappobakteereihin. Geeliä käytetään hammaslääketieteessä. Sitä levitetään suuntelon pinnoille, mukaan lukien pehmytkudokset, ientaskut ja hampaat. ProlacSan Probiotic Gel ei väitä parantavansa sairauksia, mutta voi auttaa kudosta normalisoitumaan luomalla parhaat mahdolliset olosuhteet kudoksen terveydelle.
Hyödyt	<ul style="list-style-type: none"> Suun terveyttä tukevat probiootit. Vahvistaa bakteeritasapainoa ikenissä ja ientaskuissa. Auttaa palauttamaan suun mikroflooran tasapainon hoitojen, kuten parodontaalisten hoitojen, antibioottihoitojen ja kirurgisten toimenpiteiden jälkeen. Edistää plakin ehkäisyä. Torjuu pahanhajuista hengitystä.
Käyttöä koskevat varotoimet	<ul style="list-style-type: none"> Vain hammaslääkäriasemilla ammattilaisten käyttöön. Älä käytä, jos turvasinetti on rikki tai puuttuu. Lopeta käyttö, jos ilmenee merkkejä ärsytyksestä tai yliherkkyydestä.
Ainesosaluettelo (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-kumi E420, Maltodekstriini.
EU Vastuuhenkilö	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Tanska
Valmistusmaa	Valmistettu Tanskassa
Kertakäyttöisyys	Tuote on kertakäyttöinen. Ylimääräinen geeli on hävitettävä käytön jälkeen potilaiden välisen ristikontaminaation riskin vuoksi.
Varastointi	Säilytetään 5°C - 25°C lämpötilassa.
Viimeinen käyttöpäivä / Eräkoodi	Katso tuotepakkaus.
Nimellissisältö	0,12 g jauhetta ruiskua kohti.

Käyttö

ProlacSan Probiotic Gel toimitetaan jauheena, joka on sekoitettava veteen geeliksi ennen käyttöä (katso valmistusohje). Käytä mukana toimitettua annostelukärkeä geelin levittämiseksi halutulle hoitoalueelle.

Hoito

- Käytetään hammaskiven poiston ja juuren pinnan puhdistuksen (SRP) jälkeen sekä rutiinitarkastusten yhteydessä ikenien vahvistamiseksi.
- Hampaiden puhdistuksen, parodontaalisen hoidon tai leikkauksen jälkeen.
- Kirurgisten toimenpiteiden jälkeen.

Käyttö

- Levitä geeli suoraan hoidettaville ikenille ja/tai hampaille tarpeen mukaan.
- Levitä geeli suoraan hoidettaville ikenille ja/tai hampaille tarpeen mukaan.
- Levitä geeli suoraan leikkausalueelle.

Jälkihoito-ohjeet

Potilaan tulisi olla syömättä ja juomatta vähintään 30 minuutin ajan toimenpiteen jälkeen hoidon täyden vaikutuksen saavuttamiseksi.

Jatkohoitona suositellaan ProlacSan-tabletteja (imeskelytabletteja).

Valmistus

ProlacSan Probiotic Gel toimitetaan jauheena, joka on sekoitettava veteen geeliksi ennen käyttöä.

- 1) Vedä 1,5 ml demineralisoitua vettä tyhjään ruiskuun.



- 2) Kiinnitä luer-lock-liitin vesiruiskuun.



- 3) Irrota korkki ProlacSan-jauheruiskusta ja kierrä ruiskut yhteen.



- 4) Sekoita jauhe ja neste painamalla vesiruiskun mäntä pohjaan.



- 5) Liuota jauhe pumpaamalla mäntiä vuorotellen edestakaisin. Toista tämä 20 kertaa.



- 6) Anna seoksen levätä 15 minuuttia, jotta muodostuu geeli. Pidä ruiskut kiinnitettyinä.

- 7) Paina mäntää, jotta geeli kerääntyy yhteen ruiskuun, ja irrota luer-lock-liitin. Kiinnitä annostelukärki ruiskuun. ProlacSan-geeli on nyt käyttövalmis.