

Spesifikasjoner	
Merkenavn	ProlacSan Probiotisk gel
Produktets funksjon	ProlacSan Probiotic Gel brukes til å gjenopprette balansen i munnens mikroflora ved å tilføre gunstige bakterier til munnhulen. Gelen er basert på melkesyrebakterier. Gelen brukes i tannbehandling og påføres i munnhulen på vev som er dekket av slimhinner, inkludert tannlommer og tenner. ProlacSan Probiotic Gel hevder ikke å kurere noen sykdommer, men kan hjelpe vevet med å normalisere seg ved å gi vevet de beste helseforholdene.
Krav	<ul style="list-style-type: none"> • Probiotika for munnhulen • Styrker bakteriemiljøet i tannkjøtt og tannkjøttslommer • Bidrar til å gjenopprette balansen i munnens mikroflora etter behandlinger som periodontale behandlinger, antibiotikabehandlinger og kirurgi. • Bidrar til å forebygge plakk. • Bekjemper dårlig ånde.
Forholdsregler for bruk	<ul style="list-style-type: none"> • Skal kun brukes klinisk av tannhelsepersonell. • Må ikke brukes hvis sikkerhetsforseglingen er ødelagt eller mangler. • Slutt å bruke hvis det oppstår tegn på irritasjon eller overfølsomhet.
Liste over ingredienser (INCI)	Lactobacillus brevis CECT7480, Lactobacillus plantarum CECT7481, Guar-gum E420, Maltodextrin.
EU Ansvarlig person	CMS Dental, Elmevej 8, 7870 Roslev, Danmark
Opprinnelsesland	Produsert i Danmark
Engangsbruk	Produktet er til engangsbruk. Overflødig gel må kastes etter bruk på grunn av risiko for krysskontaminering.
Lagring	Oppbevares mellom 5°C og 25 °C.
Utløpsdato / Batchkode	Se produktemballasjen.
Innhold	0,12 g pulver per sprøyte.

Søknad

ProlacSan Probiotic Gel kommer som et pulver som må blandes med vann for å danne en gel før den er klar til bruk, se bruksanvisningen. Bruk applikasjonsspissen som følger med, til å påføre gelen på det ønskede behandlingsområdet.

Behandling

- Brukes etter scaling og rotplanlegging (SRP) og ved rutinekontroller for å styrke gingiva.
- Etter tannrengjøring, periodontal behandling eller kirurgi.
- Etter kirurgiske inngrep.

Bruk

Påfør gelen direkte på det berørte tannkjøttet og/eller tennene etter behov.
Påfør gelen direkte på det berørte tannkjøttet og/eller tennene etter behov.
Påfør gelen direkte på det kirurgiske området.

Råd etter behandling

Pasienten bør unngå å drikke eller spise i minst 30 minutter etter inngrepet for å få full effekt av behandlingen. Som oppfølgingsbehandling anbefales probiotiske tabletter, ProlacSan sugetabletter.

Forberedelse

ProlacSan Probiotic Gel kommer som et pulver som må blandes med vann for å danne en gel før den er klar til bruk.

- 1) Trekk 1,5 ml demineralisert vann i den tomme sprøyten.



- 2) Fest luer-lock-koblingen til sprøyten med vann.



- 3) Fjern hetten fra sprøyten med ProlacSan Gel-pulver og skru sprøytene sammen.



- 4) For å blande pulver og væske, trykk på stempelet på sprøyte med vann til bunnen.



- 5) Pulveret løses opp ved å skyve de to stemplene vekselvis frem og tilbake.
Gjenta denne prosessen 20 ganger



- 6) La systemet hvile i 15 minutter for å danne gel. La sprøytene være festet.

- 7) Trykk på et stempel for å samle gelen i en sprøyte, og fjern luer-lock-koblingen. Fest applikasjonsspissen til sprøyten. ProlacSan Gel er klar til bruk.